

Vital Signs Monitor

Spot Check Monitor SVM-7100 Serie

Smarter Workflow für Normalstationen





Die Patientensicherheit verbessern

Schnelle und schonende NIBP Messung

Mit unserer einzigartigen iNIBP-Technologie messen wir den Blutdruck während der Aufpumpphase der Manschette. Dadurch verkürzt sich der Messvorgang und der Manschettendruck wird reduziert.



Modifizierter Early Warning Score

Wenn eine große Patientenzahl mit überschaubarem Personal versorgt werden muss, kann es passieren, dass eine Verschlechterung der Vitalparameter nicht rechtzeitig erkannt wird.

Mit einem Modifizierten Early Warning Score (MEWS) können klinische Veränderungen des Patientenzustandes frühzeitig erkannt werden, um dann rechtzeitig die richtigen therapeutischen Maßnahmen zu ergreifen.



Den Arbeitsalltag vereinfachen

Illustrierte Bildschirmanleitungen für akkurate Ergebnisse

Für eine richtige Durchführung der Messungen folgen Sie einfach den Bildschirmanleitungen.



Einfache Abläufe, um die Arbeitsbelastung zu reduzieren

Konfigurieren Sie den Bedienbildschirm nach Ihrem individuellen Arbeitsablauf.



Mit einem Tastendruck übertragen Sie alle Messwerte in die elektronische Patientenakte.



Spezifikationen SVM-7100 Series

Modell

SVM-7160	SpO ₂ (Nihon Kohden), NIBP
SVM-7150	SpO ₂ (Nellcor), NIBP
SVM-7130	SpO ₂ (Masimo), NIBP

Bildschirm	8", TFT-Display (farbig)
Auflösung	800 x 600 Punkte
Kurvendarstellung	SpO ₂ Pulskurve
Numerische Anzeige	NIBD (Systole, Diastole, MAD), SpO ₂ , SpO ₂ -Pulsfrequenz



Improving Healthcare with Advanced Technology

Seit der Gründung im Jahr 1951 hat es sich Nihon Kohden zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität durch fortschrittliche Technologien zu verbessern. Wir bieten Lösungen für Diagnose, Intensivmedizin, klinische Informationen und In-vitro-Diagnostik – und wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um den Herausforderungen des Gesundheitswesens von heute und morgen gerecht zu werden.

Für mehr Informationen besuchen Sie uns bitte auf www.nihonkohden.com

NIHON KOHDEN DEUTSCHLAND GmbH
Raiffeisenstrasse 10, 61191 Rosbach, Deutschland
Telefon: +49 6003 827 0, Fax: +49 6003 827 599
Internet: <https://eu.nihonkohden.com>, E-mail: bestellung@nke.de

NIHON KOHDEN EUROPE GmbH
Raiffeisenstrasse 10, 61191 Rosbach, Deutschland
Telefon: +49 6003 827 0, Fax: +49 6003 827 599
Internet: <https://eu.nihonkohden.com>, E-mail: info@nke.de

NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8560, Japan
Telefon: +81 (3) 59 96-80 36, Fax: +81 (3) 59 96-81 00
Internet: www.nihonkohden.com