



Nihon Kohden

EKG Kabelsysteme



EKG-Stammkabel für Nihon Kohden,
12fach-Ableitung, 12 Pin-Konnektor, 270 cm

SO-NK-5-12-270



EKG-Kabel, 3fach-Ableitung, mit Klemme, 90 cm
(kompatibel zu Stammkabel SO-NK-5-12-270 und
Original-Stammkabel von Nihon Kohden)

SO-NK-3-90



EKG-Kabel, 6fach-Ableitung, mit Klemme, 90 cm
(kompatibel zu Stammkabel SO-NK-5-12-270 und
Original-Stammkabel von Nihon Kohden)

SO-NK-6-90



EKG-Kabel, 6fach-Ableitung, mit Klemme, 110 cm
• Mit farbcodierten Schrumpfschläuchen
• Anordnung: schwarz/rot/braun/weiss/gelb/grün
(kompatibel zu Stammkabel SO-NK-5-12-270 und
Original-Stammkabel von Nihon Kohden)

SO-NK-6-110-L



EKG-Kabel für Nihon Kohden, 10fach-Ableitung,
mit Klemme, 12 Pin-Konnektor, 110 cm
• Bestehend aus Ableit- und Stammkabel
• Mit farbcodierten Schrumpfschläuchen

SO-NK-10-70/110/300-L

Temperaturmessung



Temperatursonde oral / rektal,
mit Klinenstecker, 300 cm, für Nihon Kohden

SO-NK-TEM-300



Philips

EKG Kabelsysteme



EKG-Stammkabel für Philips, 3fach Ableitung,
12 Pin-Konnektor, ohne HF-Filter, 270cm

SO-PH-3-12-270



EKG-Kabel für Philips, 3fach-Ableitung, mit Klemme,
ohne HF-Filter, 100cm

SO-PH-3-100



EKG-Stammkabel für Philips, 5fach Ableitung,
12 Pin-Konnektor, ohne HF-Filter, 270cm

SO-PH-5-12-270



EKG-Kabel für Philips, 5fach-Ableitung, mit Klemme,
ohne HF-Filter, 100cm

SO-PH-5-100

Temperaturmessung



Temperaturstammkabel für Einwegsonden,
300 cm, für Philips

SO-PH-TEM-300-E

> Auf Wunsch sind auch Sonderanfertigungen und Kabelsysteme diverser Monitoringanbieter erhältlich.

Leuag

Leuag AG
Industriestrasse 21
CH-6055 Alpnach Dorf
Tel. +41 (0)41 618 81 00

Leuag SA
Chemin des Condémines 2
CH-1071 Chexbres
Tél. +41 (0)21 946 43 00

info@leuag.ch
www.leuag.ch