

NeuroLight®

La nouvelle génération de pupillomètre
pour un suivi neurologique optimal



POUR UN DIAGNOSTIC SIMPLE ET PRECIS

- Mesure absolue de la taille pupillaire
- Mesure du réflexe photomoteur
- Détection des anisocories

idmed
an eye on your patient

Gagnez du temps dans vos examens de routine

+ Design ergonomique
Prise en main optimale

+ Large écran tactile
Utilisation intuitive

+ Batterie longue durée
Autonomie 1 semaine

+ Lecteur de code-barres intégré
Identification patient simplifiée

+ Transfert des données
Gain de temps

+ Embout oculaire opaque à la lumière ambiante
Mesures fiables et reproductibles

+ Camera haute définition
Précision 0,1mm



FL Stimulation lumineuse calibrée

Réactivité pupillaire

0-24h Courbe de suivi sur 24h

L/R Anisocorie

10 000 mesures

NeuroLight et IDMED sont des marques déposées et appartenant à la société IDMED SAS.

Ref : DC-NL-V4-FR - Révision : 01/2020

Pupillomètre : NeuroLight. Pupillomètre intégrant une stimulation lumineuse.

Organisme de certification : LNE/G-MED (CE 0459).

Classe du dispositif : IIA - Destination : Professionnels de Santé - Fabricant : IDMED.

Dispositif non-remboursable.

Pour un bon usage du dispositif, lire attentivement le manuel utilisateur avant utilisation.

Copyright 2020 - IDMED SAS. Tous droits réservés.

idmed

@IdmedNews • in

45 rue Joliot Curie - Hôtel Technologique

13013 Marseille FRANCE

Tel. : +33(0)4 91 11 87 84 • Email : info@idmed.fr