

Adora DRFi

Multifunktionsraum: DR, Fluoro und Cine in einem



Noch nie war es so einfach, in einem konventionellen Röntgenraum auch Fluoroskopieaufnahmen zu machen. Sämtliche Untersuchungen lassen sich mit diesem vollautomatischen System effizient und ohne körperliche Anstrengung durchführen, egal ob Aufnahmen im Stehen, Liegen, Bett oder Rollstuhl.

Ausgereift

Die Adora Gerätelinie mit den zwei Säulen gibt es seit 2008. Die Erfahrung ist in die kontinuierliche Weiterentwicklung eingeflossen. Das Ergebnis ist ein Röntgensystem, das allen Anforderungen gewachsen ist und für jede Anwendung die effizienteste Methode bietet.

Die vielen grossen und kleinen Details machen in der Summe den Unterschied zwischen einem interessanten Konzept und einem ausgereiften System.

Merkmale

- › DR, Fluoro und Cine in einem
- › Optimierte / ergonomische Arbeitsabläufe
- › Vollautomatisches Stitching
- › Laterale Tischaufnahmen beidseits, ohne Patientenumlagerung
- › Geringer Raumbedarf dank schwenkbarem Tisch
- › Schnelle Feinpositionierung mit der schwimmenden Tischplatte
- › Rotation bereit für künftige 3D-Aufnahmen (stehend oder liegend)
- › Mobile Detektoren in unterschiedlichen Grössen



Ergonomische Arbeitsabläufe für den Patienten und das Fachpersonal reduzieren die körperliche Beanspruchung auf ein Minimum.



Durchleuchtungs-Untersuchungen überall, egal ob Aufnahmen im Stehen, Liegen, Bett oder Rollstuhl: Fluoro anywhere mit DRFi.



Ein modernes Bedienkonzept, das überall zur Verfügung steht und alle Informationen klar darstellt – im Bedienraum, am Röntgengerät und am Untersuchungstisch. So lassen sich alle Aufnahmen effizient und sicher durchführen.