

NeuroLight®

Die neue Pupillometer-Generation für eine optimale neurologische Überwachung



EINFACHE UND PRÄZISE ROUTINEÜBERPRÜFUNGEN
DER PUPILLENGRÖÖE UND REAKTIVITÄT.

- Quantitative und objektive Messungen
- Nicht-Invasiv
- Erkennung von Anisokorien

idmed
an eye on your patient

Sparen Sie Zeit bei Ihren Routineprüfungen

+ Ergonomie des Designs
Optimale Handhabung

+ Großer Tastbildschirm
Intuitive Bedienung

+ Langlebiger Akku
Autonomie: 1 Woche

+ Integrierter Barcode-Leser
Erleichterte Patientenidentifikation

+ Datenübertragung
Zeitgewinn

+ Lichtundurchlässiger Augenaufsatz
Zuverlässige und reproduzierbare Messungen

+ Hochauflösende Kamera
Genauigkeit 0,1 mm



FL Kalibrierte Lichtstimulation

W Pupilläre Reaktivität

0-24h 24h-Trend-Diagramm

L/R Anisokorie

+ 10 000 Messungen

NeuroLight®, IDMED® sind in mehreren Ländern eingetragene Marken und gehören der Gesellschaft IDMED SAS (www.idmed.fr)
Copyright 2020 - IDMED SAS. Alle Rechte vorbehalten.

Ref: DC-NL-V4-DE - Revision: 03/2020

idmed

@IdmedNews · in

45 rue Joliot Curie - Hôtel Technologique
13013 Marseille FRANCE

Tel. : +33(0)4 91 11 87 84 • Email : info@idmed.fr