

Hygienischer Schutz für TEE-Sonden

Ultraschallsonden werden in der Kardiologie und in der Kardio-Chirurgie verwendet. Das TEE-Schutzhüllenset kommt bei Sonden in der transösophagealen Echo-kardiografie (TEE) zum Einsatz, welche für Erwachsene, in der Pädiatrie und bei Neugeborenen verwendet werden.

Die Sets bestehen aus einer TEE-Schutzhülle mit Applikator inklusive Twist-Lock, einer mit Gel gefüllten Spritze und einem Beisschutz.

Alle TEE-Hüllen werden aus latexfreiem Polyurethan hergestellt und passen auf alle TEE-Schallköpfe für Erwachsene.



	TEE-Schutzhüllen Erw., Applikator inkl. Twist-Lock, Gel-Spritze, Beisschutz, unsteril, runde Spitze	15/31 × 1100 mm	1251-01	48 Stk.
NEU	TEE-Schutzhüllen Erw., Applikator inkl. Twist-Lock, Gel-Spritze, unsteril, runde Spitze	15/31 × 1100mm	1251-07	48 Stk.
NEU	TEE-Schutzhüllen Pädiatrie, runde Spitze, Applikator inkl. Twist-Lock, Beiss-Schutz, Gel, PU, unsteril	11/31 × 1100mm	1260-01	48 Stk.
NEU	TEE-Schutzhüllen Neon./MicroMulti, runde Spitze, Applikator inkl. Twist-Lock, Beiss-Schutz, Gel, PU, unsteril	9/31 × 980mm	1280-01	48 Stk.